



AirPolish

Prophy Jet Powder, Mint Flavor

ایرپالیش

پودر ایرپالیش، اسانس نعنا



+98 (21) 65 87 0351

nikdarman.com

info@nikdarman.com

MADE IN IRAN



Nik Darman Asia
No. 707, Sina Center
Azadi Ave., Tehran, IRAN

Production License No:
52705376

DESCRIPTION:

Air polish is a white, flavored free flowing powder for professional prophylaxis procedures. Used with an air polishing system, the Air polish provides effective plaque and stain removal for shade determination and placement of sealants. It is also used prior to fluoride treatment or whitening procedures; surface preparation prior to bonding, cementation of inlays, onlays, crowns & veneers or placing composite restorations. Used for cleaning prior to bonding orthodontic brackets.

COMPOSITION:

Abrasive Powder (less than 65µm), Mint Flavor

INSTRUCTION FOR USE:

1-Before opening the cap, shake the bottle up and down with hands for 3-5 times.

2-Open the cap and pour the appropriate amount of powder into the powder tank of the air polishing device according to the patient's oral condition, and then tighten the cap.

3-Activate the air polishing device and polish the required areas with the appropriate nozzle according to the instructions.

PRECAUTIONS:

►Patients suffering from upper respiratory tract infections, from chronic bronchitis or asthma must not, under any circumstances, be treated with an air polishing device.►The jet of air and powder could cause respiratory difficulties.►If allergic reactions are observed, stop using the product and completely remove the powder from mouth.►The product should not be used on restorations, veneers, or bridges, as it may damage these restorations.►Avoid using under the sub-gingival part.

Storage:

►Keep in original packaging in a cool place away from light and moisture.►Keep out of reach of children.►Close the cap after each use to prevent moisture absorption.►Shake the product well before using.

AVAILABLE PACKAGING:**VN-871**

AirPolish, Mint Flavor, 100 gr

معرفی:

ایرپالیش پودر معطر سفید رنگ برای پروفیلاکسی می باشد، این پودر در مخزن دستگاه ایرفلو ریخته شده و بطور موثر موجب برداشته شدن پلاک و استئین از سطح دندان می شود. موارد استفاده: قبل از فلورایدتراپی، بلیچینگ، آماده سازی سطوح قبل از باندینگ و سمان کردن اینله، انله، کراون، ونیر و رستوریشن های کامپوزیتی، تمیز کردن براکت های ارتودنسی قبل از اتصال.

ترکیبات:

پودر ساینده (سایز کمتر از ۶۵ میکرون)، اسانس نعنا

روش استفاده:

۱. قبل از باز کردن درب، بطری را با دست ۳ تا ۵ بار تکان دهید.

۲. درپوش را باز کرده و با توجه به وضعیت بیمار مقدار مناسب پودر را داخل مخزن دستگاه ایرفلو ریخته و سپس درپوش را سفت کنید.

۳. دستگاه ایرفلو را فعال کرده و با نازل مناسب طبق دستورالعمل نوای مورد نیاز را پالیش کنید.

هشدار:

►بیماران مبتلا به عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی، برونشیت مزمن یا آسسم به هیچ عنوان نباید با دستگاه ایرفلو درمان شوند. ► جریان سریع هوا و پودر می تواند باعث مشکلات تنفسی شود. ► در صورت مشاهده واکنش های آلرژیک، استفاده از محصول را متوقف کرده و پودر را به طور کامل از دهان خارج کنید. ► محصول روی رستوریشن، روکش و بریج استفاده نشود، ممکن است به این ترمیم ها آسیب برساند. ► از استفاده زیر لثه (Sub Gingival) خودداری کنید.

شرایط نگهداری:

► در بسته بندی اصلی و در محیط خنک و دور از نور و رطوبت نگهداری شود. ► دور از دسترس کودکان نگهداری شود. ► بعد از هر بار استفاده درپوش را ببندید تا از جذب رطوبت جلوگیری شود. ► قبل از استفاده از محصول بخوبی تکان دهید.

بسته بندی:

VN-871 ایرپالیش، اسانس نعنا، بطری ۱۰۰ گرم



قبل از مصرف خوب تکان دهید