



CANAL DRY

Tooth Tissues Liquid Moisture Eliminator



Drying | Degreasing | Disinfectant

کانال درای

خشک‌کننده و ضد عفونی‌کننده بافت دندان



+98 (21) 66 65 66 66

nikdarman.com

info@nikdarman.com

MADE IN IRAN



Nik Darman Asia
No. 239, Karafarini St.,
Pardis Tech Park, IRAN

Production
License No:
33452629

CANAL Dry Tooth Tissues Liquid Moisture Eliminator

INTRODUCTION:

Nik Darman Canal Dry is a multi-functional solution designed for drying, degreasing, and disinfecting root canals, as well as preparing restorative surfaces. Formulated with fast-evaporating solvents, bio-compatible disinfectants, and hydrophobic silicone, it ensures thorough drying while providing an effective antibacterial effect. The silicone component forms a temporary hydrophobic layer that prevents saliva from re-entering the canal—without adversely affecting the adhesion of sealers or the bonding strength of restorative materials. This solution is also highly effective for removing calcium hydroxide pastes containing iodoform and for conditioning restorative surfaces prior to bonding.

INDICATIONS:

1. Complete drying of root canals before obturation.
2. Prevention of recontamination during temporary endodontic treatments.
3. Enhancement of sealer and bonding performance in endodontic therapy.
4. Removal of calcium hydroxide pastes containing iodoform.
5. Prevention of saliva re-entry during endodontic procedures.
6. Surface cleaning and degreasing prior to composite restorations.
7. Disinfection of prepared surfaces in restorative dentistry

COMPOSITIONS:

Pharmaceutical-grade Ethanol, Stabilizer, Bio-compatible Disinfectant, Peppermint essence.

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Using a dropper or a soaked paper point, apply 1–2 drops of Canal Dry into the canal or onto the restorative surface.
2. Allow the solution to evaporate naturally, or gently dry with an air syringe (no pressure).
3. Repeat if necessary until the area is completely dry and free of grease.
4. Proceed with obturation, bonding, or placement of the restoration.

PRECAUTIONS:

▶For dental use only. ▶Avoid contact with eyes & skin. ▶If swallowed, drink plenty of water, do not induce vomiting & seek medical attention immediately. ▶Keep away from heat, flame & ignition sources.

STORAGE:

- ▶Store in the original container at room temperature.
- ▶Protect from light, moisture and keep out of reach of children

PACKAGING:

ED-405 CANAL DRY, 200 ML bottle

کانال درای خشک‌کننده و ضدعفونی‌کننده بافت دندان

معرفی محصول:

کانال درایر نیک درمان یک محلول چندمنظوره است که برای خشک‌کردن، چربی‌زدایی و ضدعفونی کانال ریشه و همچنین آماده‌سازی سطوح ترمیمی طراحی شده است. این محصول با فرمولاسیونی حاوی حلال‌های سریع‌الاثرب، ترکیبات ضدعفونی‌کننده زیست‌سازگار و سیلیکون آب‌گریز تولید شده و علاوه بر خشک‌کردن کامل، خاصیت ضدباکتریایی مؤثری نیز دارد. سیلیکون موجود در فرمول با ایجاد یک لایه آب‌گریز موقت، از نفوذ مجدد بزاق به داخل کانال جلوگیری می‌کند، بدون آن‌که بر چسبندگی سیلر اندودنتیک یا قدرت باندینگ در ترمیم‌ها تأثیر منفی بگذارد. همچنین این محلول در حذف خمیرهای کلسیم هیدروکسید بسیار مؤثری دارد.

موارد مصرف:

۱. خشک‌کردن کامل کانال پیش از پرکردن.
۲. جلوگیری از آلودگی مجدد در درمان‌های موقت اندو.
۳. بهبود چسبندگی سیلر و باند در درمان‌های اندودنتیک.
۴. حذف خمیرهای کلسیم هیدروکسید حاوی یدوفرم.
۵. جلوگیری از نفوذ مجدد بزاق به کانال در طول درمان.
۶. آماده‌سازی و چربی‌زدایی سطوح پیش از رستوریشن‌های کامپوزیتی.
۷. ضدعفونی سطوح آماده‌سازی شده در درمان‌های ترمیمی.

ترکیبات:

اتانول دارویی، پایدارکننده، ضدعفونی‌کننده زیست‌سازگار، اسانس نعناع.

روش استفاده:

۱. با استفاده از قطره‌چکان یا کاغذ آغشته، ۱ تا ۲ قطره از محلول را در کانال یا سطح مورد نظر بریزید.
۲. اجازه دهید محلول به‌طور طبیعی تبخیر شود یا با سرنگ بدون فشار خشک کنید.
۳. در صورت نیاز، این فرایند را تکرار کنید تا ناحیه کاملاً خشک و عاری از چربی شود.
۴. سپس می‌توانید مراحل پرکردن، باندینگ یا قرار دادن رستوریشن را انجام دهید.

هشدار:
فقط برای مصارف دندانپزشکی. ◀ از تماس با چشم و پوست خودداری شود. ◀ در صورت بلعیدن، مقدار زیادی آب بنوشید. از استفراغ خودداری کرده و فوراً به پزشک مراجعه کنید. ◀ از قرار گرفتن در معرض گرما، شعله و منابع حرارتی خودداری شود.

شرایط نگهداری:

- ◀ در بسته بندی اصلی، در دمای اتاق، دور از نور و رطوبت نگهداری شود
- ◀ دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی:

کانال درای، بطری ۲۰۰ میلی لیتر

ED-405